

## SARS-COV-2 Antigen COVID-19 hurtigtest

**ARTIKKEL**  
10552



### BESKRIVELSE

Boson SARS-COV-2 Antigen hurtigtest er en selvtest for påvisning av Covid-19, 10 tester.

Boson SARS-COV-2 Antigen hurtigtest er en selvtest godkjent for privat bruk. Testpakken inkluderer alle komponentene som trengs for å utføre og lese av testen. Testen tas i nedre del av av nesen, og testen leses enkelt av etter 15 minutter, uten bistand fra helsepersonell. Ved positivt svar skal du ta kontakt med fastlegen/koronatelefonen i din kommune for bekreftelse av positiv prøve og videre oppfølging.

Hurtigtester vil være et hjelpemiddel for raskt å se om du er smittet av viruset og redusere smitte videre til andre. FHI sier: Gjennomgått infeksjon eller vaksine gir verken garanti mot covid-19 eller mot å kunne spre smitte videre. Derfor må også vaksinerte følge de smittevern rådene som til enhver tid gjelder og teste seg dersom man får symptomer som kan passe med covid-19.

Testen er CE-godkjent og har norsk tekst og bruksanvisning.

Testen er en ett-trinns in-vitro test basert på immunokromatografi. Testen er utviklet for rask kvalitativ bestemmelse av SARS-Cov-2 virusantigen i prøver tatt i nesebor (nese foran) på personer med mistanke om COVID-19 i løpet av de første syv dagene etter symptomdebut. SARS-CoV-2-antigen-hurtigprøve skal ikke brukes som eneste grunnlag for diagnostisering eller ekskludering av en SARS-CoV-2-infeksjon. Barn under 14 år bør assisteres av en voksen.

Viktig: Testen kan ikke brukes som offentlig dokumentasjon som gir deg «grønt koronasertifikat». Det er fordi myndighetene ikke sikkert kan vite hvem som har tatt testen. Private tester er ikke godkjent som offisiell dokumentasjon. For reise dokumentasjon trenger du fortsatt testresultat fra offentlig eller privat helsevesen.

Inkludert i pakken: Testpatron for SARS-COV-2 antigen, steril vattpinne, prøverør, buffer, prøverørholder, bruksanvisning.

Oppbevaring: mellom 4–30 °C



**64 80 10 00**  
**[www.lubeco.no](http://www.lubeco.no)**